


APEX-CONTROL SISTEMA DE EXTRACÇÃO DE RAÍZES DANIFICADAS Guia Step-by-step



QUANTAS VEZES JÁ SE DEPAROU COM A NECESSIDADE DE FAZER CIRURGIAS COMPLICADAS PARA EXTRAIR RAÍZES COMPLETAMENTE DANIFICADAS?

COMO É QUE O FAZ?! É UMA CIRURGIA COMPLICADA?

Descomplique as suas práticas clínicas e garanta a completa satisfação do seu paciente em 6 passos:



PASSO 1
Perfuração da raiz
com broca piloto



PASSO 2
Inserção do extrator
de raiz com o
auxílio de carraca



PASSO 3
Possibilidade de utilizar
prolongador para extrator
de raízes



PASSO 4
Posição final do extrator



PASSO 5
Retirada da raiz com
auxílio da placa niveladora
apoiada nos dentes laterais



PASSO 6
Alvéolo preservado

Meisinger



German technology

**APEX-CONTROL
PROFESSIONAL**

Sem dor

Sem edema

**Com a máxima
preservação óssea**

**Extração
de raízes
de forma simples,
segura e suave.**

*

**Com o máximo
conforto para o
paciente.**